

代謝・内分泌 臨床計算・診療支援ツール

端末別利用マニュアル

iPhone・iPad・Android・Mac・Windows PC での利用方法



公開 URL

<https://masao172.github.io/metano-endo-clinical-tools/>

QR コードをカメラで読み取るか、上記 URL をブラウザで開いてください。PWA として端末に追加すると、専用アイコンからアプリのように起動できます。

© 2026 大平征宏

本ツールの利用条件は公開画面の CC BY-NC-ND 4.0 表示をご確認ください。

資料作成日：2026 年 9 月 8 日 / ツール最終更新日：2026 年 9 月 8 日

1. このマニュアルについて

代謝・内分泌 臨床計算・診療支援ツールの公開 PWA 版を、スマートフォン・タブレット・PC から利用するための手順をまとめたものです。ブラウザで直接開くだけでも使用でき、対応環境ではホーム画面や Dock、アプリ一覧に追加してアプリのように起動できます。

初回はインターネットに接続した状態で公開 URL を開いてください。一度正常に読み込まれた後は、主要な計算・判定機能はオフラインでも使用できます。外部参考資料リンクを開く場合は通信が必要です。

2. 公開 URL と QR コード

公開 URL

<https://masao172.github.io/metano-endo-clinical-tools/>

ブックマークだけでも利用できますが、PWA として追加すると専用アイコンから直接起動できます。



3. iPhone で使う

1. Safari で公開 URL を開く

QR コードを読み取るか、Safari で公開 URL を開きます。

2. 共有メニューを開く

Safari の共有ボタンをタップします。表示設定によっては、先に「…」またはページメニューから「共有」を選ぶ場合があります。

3. 「ホーム画面に追加」を選ぶ

一覧を下にスクロールして「ホーム画面に追加」をタップします。表示されない場合は「アクションを編集」から追加できます。

4. Web アプリとして追加する

「Web アプリとして開く」が表示される場合はオンにして「追加」をタップします。ホーム画面に「代謝内分泌 Tools」のアイコンが追加されます。

5. オフライン動作を確認する

一度オンラインで起動した後、必要であれば機内モードにしてホーム画面のアイコンから再度開き、計算・判定画面が表示されることを確認します。

4. iPad で使う

1. Safari で公開 URL を開く

QR コードまたは公開 URL からツールを表示します。

2. 共有 → ホーム画面に追加

Safari の共有ボタンをタップし、必要に応じて「その他」を開いて「ホーム画面に追加」を選びます。

3. Web アプリとして開く

「Web アプリとして開く」をオンにし、「追加」をタップします。ホーム画面からアプリのように起動できます。

5. Android 端末で使う

1. Chrome で公開 URL を開く

Android 端末の Chrome で QR コードまたは公開 URL からツールを開きます。

2. インストールを選ぶ

Chrome 右上の「⋮」をタップし、「インストール」または「ホーム画面に追加」を選びます。端末や Chrome のバージョンにより表記が異なる場合があります。

3. 画面の案内に沿って追加する

インストール後はホーム画面またはアプリ一覧から起動できます。

6. Mac の Safari で使う

Mac では「ホーム画面に追加」ではなく「Dock に追加」という名称です。macOS Sonoma 14 以降の Safari で Web アプリとして追加できます。

1. Safari で公開 URL を開く

<https://masao172.github.io/metano-endo-clinical-tools/>

2. 「Dock に追加」を選ぶ

Safari のメニューバーから「ファイル」→「Dock に追加」を選びます。共有ボタンに「Dock に追加」が表示される場合は、そちらからでも構いません。

3. 名前を確認して「追加」

Web アプリとしてホームフォルダの「アプリケーション」に保存され、Dock や Spotlight から起動できるようになります。

「ファイル」→「Dock に追加」が存在しない場合は、macOS が Sonoma 14 より古い可能性があります。その場合は Safari のブックマーク／お気に入りを使うか、Chrome など対応ブラウザから Web アプリとしてインストールしてください。

7. Windows PC / Mac の Chrome で使う

1. Chrome で公開 URL を開く

<https://masao172.github.io/metano-endo-clinical-tools/>

2. Web アプリとしてインストール

Chrome 右上の「⋮」→「キャスト、保存、共有」→「ページをアプリとしてインストール」を選択します。アドレスバー付近にインストールアイコンが表示される場合は、そこからでも追加できます。

3. 起動場所を確認

Windows ではスタートメニューやタスクバー、Mac ではアプリケーション等から起動できます。インストールせず、ブラウザのブックマークとして使っても計算・判定機能は同じです。

8. 更新とオフライン利用

公開 URL は固定です。管理者が GitHub Pages 上のファイルを更新しても、利用者は同じ URL・同じ QR コードを使い続けられます。通常はオンラインで再度開くことで最新版が取得されます。古い表示が残る場合は、ブラウザや Web アプリを終了して再起動する、再読み込みする、または一度オンラインで起動してから再確認してください。

患者情報は保存・送信されません。入力内容は端末内で一時的に処理され、ページを閉じるかリセットすると再利用する機能はありません。ただし、端末自体の画面保存・ブラウザ履歴・院内管理ポリシーについては各施設のルールに従ってください。

9. ツール内の PDF マニュアルを見る

1. 著作権表示の下のボタンを押す

公開ツール上部の「端末別利用マニュアル (PDF)」ボタンを押すと、このマニュアルが画面上に表示されます。

2. PDF を閲覧する

PDF 表示内をスクロールして閲覧できます。ブラウザによっては PDF ビューアの操作ボタンも表示されます。

3. 「閉じてツールに戻る」を押す

PDF 表示上部の「× 閉じてツールに戻る」ボタンを押すと、入力画面へ戻れます。PDF が端末内で表示できない場合は「PDF を別画面で開く」を利用してください。

10. よくある質問

Q. QR コードを毎回読み取る必要がありますか？

A. いいえ。ホーム画面・Dock・Web アプリとして追加するか、ブックマークしておけば次回から直接開けます。

Q. インターネットがないと使えますか？

A. 初回読み込み後は主要な計算・判定機能をオフラインで使用できます。外部参考資料を開くときだけ通信が必要です。

Q. Mac Safari に「ホーム画面に追加」がありません。

A. 正常です。Mac では「ファイル」→「Dock に追加」を使います。macOS Sonoma 14 以降が必要です。

Q. 画面が古いままです。

A. 一度オンラインにして再読み込みしてください。必要に応じて Web アプリを終了して再起動します。

Q. 患者データがサーバーに送られますか？

A. 本ツールの判定入力には外部送信しない設計です。外部資料リンクを開く場合のみ、そのリンク先との通信が発生します。

参考情報

端末への追加方法は、OS・ブラウザの更新で表記が変わることがあります。以下の公式サポートを参考にしてください。

- **Apple : Mac で Safari Web アプリを使う**

<https://support.apple.com/ja-jp/104996>

- **Apple : iPhone の Safari で Web サイトをアプリにする**

<https://support.apple.com/ja-jp/guide/iphone/iphea86e5236/ios>

- **Apple : iPad の Safari で Web サイトをアプリにする**

<https://support.apple.com/ja-jp/guide/ipad/ipad8f1f7a29/ipados>

- **Google Chrome : Android でウェブアプリを使用する**

<https://support.google.com/chrome/answer/9658361?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ja>

- **Google Chrome : パソコンでウェブアプリを使用する**

<https://support.google.com/chrome/answer/9658361?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja>

利用上の注意

本ツールは医療従事者向けの計算・判定補助ツールです。診断、処方、治療適応その他の医療判断を自動的に確定するものではありません。実際の診療では最新の添付文書、ガイドライン、検査法・測定系、施設基準および患者背景を確認してください。

本ツールは入力値をブラウザ内で処理する設計で、入力値を外部サーバーへ送信する処理は組み込んでいません。外部参考資料リンクを開く場合は、そのリンク先との通信が発生します。